


NMVS-portaalin käyttöohje: Organisaation toimipisteen IT-järjestelmän vaihto

1. Kun olet kirjautunut lääkevarmennusjärjestelmän käyttäjäportaaliin <https://portal-fi.nmvo.eu> pääset luomaan ja ylläpitämään toimipisteiden teknisiä tunnistetietoja, jotka on asennettava toimipisteen omaan IT-järjestelmään, jotta rajapinta lääkevarmennusjärjestelmään toimii. **Tämä ohje koskee tilanteita, jolloin organisaatiosi toimipiste vaihtaa omaa IT-järjestelmää toisen palveluntarjoajan järjestelmään.**
2. Huom! Varmistathan, että FiMVOlle on lähetetty käyttölupahakemus, mikäli IT-järjestelmä vaihtuu, kts. hakemusohja ja tarkemmat ohjeet FiMVO:n verkkosivuilta: <https://www.laakevarmennus.fi/jarjestelman-kayttajan-sopimus-fimvon-kanssa-ja-muutosilmoitukset>.
3. Portaalin vasemman puolen valikosta valitaan osio 'Locations'.



Home

Medicines Verification Administration Portal

CHANGE YOUR PASSWORD

It's recommended that you change your password on a regular basis to ensure that your account remains secure.

New passwords must be 8 characters long with at least 1 character from the following types:

- Upper case characters
- Lower case characters
- Numbers
- Special Characters !\$%&+=@#.-_

HELP AND ADVICE

This section of the site contains useful information about how to use the system.

- User Management
- Endpoint Administration
- Reports

There are also details in this section about how can contact the Solidsoft Reply NMVO service Desk












4. Muokataksesi tietyn toimipisteen osalta IT-järjestelmää, klikkaa taulukossa kyseisen toimipisteen rivillä 'Actions'-sarakeessa olevaa Muokkaus-kuvaketta (kynän kuva).

Home > Locations

Medicines Verification Administration Portal

Locations

Search

Location Name	Address	Status	Actions
Example Location to be Suspended by NMVO	ABC 123	Suspended by NMVO	 
Example Location to be Suspended by Org	NDS 120	Suspended	  
Test Location 1	Alencon Link, Basingstoke, RG21 7TN	Active	  
Test Location 2	Illiffe Close, Reading, RG1 2QE	Active	  

Add Location

Home > Locations > Edit

Medicines Verification Administration Portal

Location Detail

Location Id: Update



* Location Name: Cancel

Address: Delete Location

City:

* Postal Code:

Client Equipment

Equipment Id	Client Id	Client Role	Status	Actions
Apteekijärjestelmän nimi	62019071-50a0-4c14-9642-95a70b2c5597	Full Access	Active	 

Add Client Equipment

- Seuraavaksi on luotava varmennusjärjestelmän tekniset tunnistetiedot, jotka käyttäjän uuden IT-toimittajan on otettava käyttöön asiakasjärjestelmässä. Klikkaa ”Add Client Equipment” aloittaaksesi varmennusjärjestelmän teknisten tunnistetietojen luonnin ko. toimipisteelle.
- Equipment Id: Syötä toimipisteen uuden käyttöönotettavan IT-järjestelmän/apteekijärjestelmän selkokielineen nimi
- Client Role: käytetään aina oletusarvoa ’Full Access’
- Klikkaa ”Create” varmennusjärjestelmän teknisten tunnistetietojen luomiseksi ko. toimipisteelle

Create Client Equipment

Location : Testitoimipaikka 1


* Equipment Id:

Client Role:

- Full Access : Role with all available permissions assigned

Create Cancel

- Asiakasjärjestelmän tunnistetiedot koostuvat teknisestä tunnuksesta (”Client Id”) ja salasanasta (”Client Secret”). Nämä tunnistetiedot on otettava talteen ja toimitettava uuden IT-toimittajan sovitulle yhteyshenkilölle esim. käyttämällä salattua sähköpostia, jotta lääkevarmennusjärjestelmän rajapinta voidaan ottaa käyttöön käyttäjän omassa IT-järjestelmässä. **Huomautus: Nämä tiedot näytetään varmennusjärjestelmän käyttäjäportaalissa vain KERRAN.** Jos kyseinen näyttö suljetaan ennen tunnistetietojen talteenottoa, uudet tunnistetiedot on luotava poistamalla ja luomalla ’Equipment’ uudelleen. Kun tunnistetiedot on kopioitu ja otettu talteen, sulje ikkuna klikkaamalla ”Close”. Tunnistetiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä saa jakaa kenenkään osapuolen kanssa, joka ei ole suoraan yhteydessä oman IT-järjestelmän kanssa.



10. Kun uusi järjestelmä on otettu toimipisteessä käyttöön, FiMVO:n pääkäyttäjä lukitsee toimipisteen vanhaan järjestelmään liittyvät lääkevarmennusjärjestelmän tunnistetiedot. Kun tämä toiminto on tehty, ei lääkevarmennustoimintoja voi enää suorittaa vanhalla IT-järjestelmällä.

Mikäli tarvitset tukea, voit olla yhteydessä FiMVOon (nmvs@fimvo.fi).